検体前処理分注装置

開発コンセプト

■業界最速:サーボモータ駆動5ヘッド可変ピッチ分注機構に

より業界最高クラスの処理能力を実現。

チッププレセット機構の装備により動作ストローク

を短縮、高処理能力を実現。

■環境設計:エアーレス(コンプレッサーレス)設計により施設

ユーティリティー負荷を低減。

クラス10.000の設計基準により、コンタミネー

ションリスクを低減。

■高拡張性:自動搬送に対応した高効率なライン構築に対応

が可能。

周辺機能(開栓・ラベル読取・ラベリング・液量

検出)との一体ライン構成も可能。



機 櫹

■元検体投入機構 :元検体ラックを自動で搬送します。

標準で30分以上のバッファーが

可能です。

■緊急検査検体ラック :緊急検査が必要な検体ラックの割込

み投入が可能です。

■子検体ラック自動供給・:子検体ラックを自動で搬送します。

払出機構

標準で30分以上のバッファーが可能

払出機構

投入機構

■分注チップラック自動供給・:90本チップラックの自動供給払出を

します。標準で30分以上のバッファー

が可能です。

■分注チップラックプレセット:チップのプレセットを行います。

処理能力の向上に寄与します。

機構

■検体ラック払出機構 :検体ラックの仕分排出を行います。

自動搬送への接続も可能です。



基本諸元

処理能力	1,000検体/時間以上(1000μ 1:1分注時) 650検体/時間以上(1000μ 1:2分注時)
分注精度	CV値1%以内 (1,000µ分注時静的精度)
動作速度	X軸:400mm/sec(加速度0.2G以内) Y軸:200mm/sec(加速度0.2G以内) Z軸:200mm/sec(加速度0.2G以内)
本体サイズ	W800×D1200×H1700

対象ワーク

	採血管	ゆ 13~16 L75~100 ※その他異形サイズにも対応します。
	ラック	各種1~10本ラックに対応します。
	分注チップ	1,000√2,500 <i>μ</i> ※その他サイズにも対応します。

能

- ●プレ液面検出機能
- ●ノズル、チップ詰まり検出
- ●サンプル不足検出
- ●液面検出機能
- ●各種BCラベル対応(NW-7、ITF、CODE39、CODE128、JAN等)
- ●液垂防止機構

共同開発:株式会社柴崎製作所 ほか